

Terapia kolorami w kosmetyce

ZEPTER COSMETICS



Co to jest koloroterapia?

KOLOROTERAPIA JEST REGENERACJĄ DLA SKÓRY.

Naświetlania wspierają wiele ważnych procesów naturalnej odbudowy skóry. Światło poprawia perfuzję komórkową (przepływ płynów), wspiera tworzenie nowych komórek krwi, zwiększa drenaż limfatyczny i optymalizuje aktywność metaboliczną organizmu.

Główne efekty kosmetyczne:

- poprawa ukrwienia skóry i regeneracja,
- pomoc w odbudowie włókien kolagenowych,
- tworzenie naturalnego płaszcza ochronnego,
- wzmocnienie odporności skóry,
- rozluźnienie twarzy, zmniejszenie ilości zmarszczek spowodowanych przesuszeniem,
- ulga w przypadku różnych podrażnień,
- nawilżenie skóry,
- pomoc w redukcji wszelkich zmian skórnych (łuszczyca, trądzik, opryszczka),
- wzmocnienie naczyń krwionośnych, zmniejszenie obrzęków i zaczerwienienia skóry.

Teraz możesz w widoczny sposób przywrócić naturalny blask całej swojej twarzy.

Zmniejszyć przebarwienia, poprawić strukturę skóry i wygładzić trudne do usunięcia zmarszczki – w zaciszu własnego domu. Zaawansowana technologia BIOPTON może być stosowana łącznie z kremami kosmetycznymi, aby osiągnąć jeszcze większą poprawę mikrokążeń i jędrniejszy, jaśniejszy wygląd skóry w ciągu zaledwie dwóch tygodni.

Jakie mają właściwości poszczególne kolory

W KOLOROTERAPII BIOPTON

Czerwony i Pomarańczowy

- przyspiesza metabolizm komórkowy • stymuluje syntezę kolagenu i elastyny • poprawia elastyczność skóry • opóźnia procesy starzenia
- poprawia ukrwienie • przyspiesza gojenie



Żółty

- zalecany do skóry tłustej, trądzikowej • przy zastojach limfatycznych • leczy choroby skóry i wspomaga jej odporność • uspokaja podrażnienia i wzmacnia system ochronny • w połączeniu z innymi kolorami doskonale leczy zestresowaną i zmęczoną skórę

Zielony

- działanie kojące i łagodzące • reguluje funkcję melanocytów • zalecany dla skóry naczyniowej
- daje uczucie odprężenia • nawilża skórę • likwiduje przebarwienia.

Niebieski

- właściwości antyseptyczne i bakteriobójcze
- reguluje pracę gruczołów łojowych • zmniejsza stany zapalne • łagodzi zaczerwienienie • niweluje stres i napięcie skóry



ZABIEG "ESENCAJA MŁODOŚCI"

ZABIEG ANTI-AGING

REWITALIZUJĄCY KOMÓRKI SKÓRY

Krok 1:

oczyścić dokładnie skórę twarzy preparatem LIGHT FLUID (PAG-863-1) lub korzystając z dowolnego preparatu kosmetycznego do oczyszczania twarzy z Linii Swisso Logical.

Krok 2:

dokładnie nawilż skórę stosując OXY SPRAY (PAG-961-250S), a następnie przez 2 minuty naświetlaj filtrem niebieskim. Skóra się odpręży, zmniejszy napięcie. Dzięki temu skóra skuteczniej wchłonie składniki zawarte w preparatach.

Krok 3:

delikatnie, opuszkami palców rozprowadź po skórze HYDRO LIFTING SERUM (PNK-4250) lub w przypadku skóry męskiej SERUM REGENERUJĄCE (PNK-4510).



Krok 4:

zastosuj ponownie terapię światłem BIOPTRON, naświetlając twarz przez 4 minuty używając filtra w kolorze pomarańczowym lub zielonym dla skóry naczynkowej.

W celu wzmocnienia efektu rewitalizacji i usprawnienia wnikania w skórę korzystnych związków (efekt liftingu) po aplikacji światła, użyj HYDRO LIFTING KREM (PNK-4260) lub w przypadku skóry męskiej ŻELU ENERGETYZUJĄCEGO (PNK-4500).

Jeśli posiadasz skórę wymagającą silniejszej regeneracji zastosuj KREM MULTIREGENERACYJNY (PNK-4080). Preparaty należy nanieść na skórę twarzy kolistymi, powolnymi ruchami od dołu ku górze, wmasowując je od środka czoła, ruchami od wewnątrz do zewnątrz. Następnie rozprowadzić krem na górną wargę kolistymi ruchami od środka do zewnątrz oraz pomiędzy wargą a podbródkiem.

Krok 5:

nanieś KREM NAWILŻAJĄCY POD OCZY (PNK4070), który aktywuje działanie składników na poziomie komórkowym, dzięki czemu uzyskasz efekt wygładzenia i liftingu skóry. W przypadku skóry męskiej użyj preparatu SERUM REGENERUJĄCE (PNK-4510).

Krok 6:

na koniec zastosuj terapię Bioptron, naświetlając skórę twarzy przez 5-10 minut używając filtra szerokopasmowego (podstawowego). W ten sposób zapewnisz efekt przeprowadzonego zabiegu. Jeszcze skuteczniejsze działanie na skórę nastąpi po zastosowaniu filtra fulerenowego. Nowy filtr fulerenowy emituje światło hiperspolaryzowane min. o 30% wyższej skuteczności w porównaniu ze światłem szerokopasmowym.



(PNK-4260)



(PNK-4080)



(PNK4070)



(PNK4510)

(PNK4500)